

# Stationswagen & Krankenstationsausstattung

**MedStor**<sup>®</sup>  
Am Puls Ihrer Logistik



Lagerhaltung im Gesundheitswesen,  
Logistik und Umgang mit dem Produkt



Zahnmedizin  
Medizin  
Labor  
Pharmazie

# Optimale Raumnutzung

Hygienisch

Leichtgewichtig und extrem robust

Produkte vom Marktführer

Einfacher Gebrauch und flexible Gestaltung

## Passend zu unseren Lagersystemen

Entsprechend den internationalen Standards sind die Körbe und Teiler im Spritzgussverfahren aus robustem, klarem Polycarbonat hergestellt. Somit sind sie für das Gesundheitswesen ideal geeignet.

Um ihren sensiblen Inhalt optimal schützen zu können sind die Medstor Körbe und Teiler so konstruiert, dass sie sowohl außerordentlich stabil und robust, aber gleichzeitig auch leichtgewichtig sind.

Die hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht eine Reinigung im Waschautomaten und gewährleistet hygienische Oberflächen in ihrem Arbeitsbereich.

Die Schlitz- in den Teilern ermöglichen unkompliziert die Längen- und Breitenaufteilung im Korb. In Sekundenschnelle ist eine komfortable und individuelle Passform für Ihre Materialien entstanden.

Die Körbe sind auf Anfrage auch in grauem ABS erhältlich.

## Schnellere Produktidentifikation

Etikettenhalter sind unverzichtbar bei zur Verbesserung der Sichtbarkeit des Inhaltes der Lagerbehälter und für das Lagerbestandsmanagement.

Alle Sets - Medstor Körbe und Teiler - werden mit einer Auswahl an farbigen Etikettenhaltern und farbigen Etikettenträgerkarten geliefert.

## Smartkanban mit RFID

Unsere Medstor Etikettierung verwendet ein Warenwirtschaftssystem mit IT-Technologien und Barcode, wodurch eine hohe Effektivität im Lagersystem ermöglicht wird.

Kontaktieren Sie unseren Verkauf für zusätzliche Informationen.



# Inhalt

# Seite

Unsere Zusammenarbeit	4
Zertifizierungen & Akkreditierung	5
Stationswagen	6 - 13
Edelstahl-Verbandswagen und Instrumentenwagen	14 - 15
Infusions- und Tropfständer	16
Mobile Ladestationen	17
Aktenwagen	18
Allzweckwagen	19
Wäsche- und Abfallsammler	20 - 22
Gasflaschenhalter	23

## Einführung

Medstor ist im Gesundheitssektor spezialisiert auf die Bereitstellung der bestmöglichen Lagerungs-, Logistik- und Produkthandling-Lösungen.

Als Teil der Stamford Products Limited haben wir uns in Großbritannien und Irland bereits als Marktführer in Qualität und Service etabliert

Wir freuen uns auf Ihre Projektanfragen.

## Kontaktdaten

### Medstor GmbH

Christian-Schäfer-Str. 26, 53881 Euskirchen-Flamersheim

Tel: +49-(0)2255/4025 Fax: +49-(0)2255/2571

Website: [www.medstor.eu](http://www.medstor.eu) email: [info@medstor.eu](mailto:info@medstor.eu)

## Produktführer

Kontaktieren Sie unser Verkaufsbüro, wenn Sie den Hauptkatalog mit allen Medstor Produkten anfordern möchten.





## Unsere Zusammenarbeit

Analyse und Beratung

Aufnahme und Planung

Design und Kalkulation

Installation und Realisierung

Schulung und Weiterbildung

### Verfahrensweise:

Unsere qualifizierten Außendienstmitarbeiter im Gesundheitswesen beginnen mit der Bewertung ihrer aktuellen Situation im Hinblick auf die Lagerhaltung, Raumnutzung und Arbeitsabläufe. Nach erfolgter Beratung entwickeln wir für sie eine maßgeschneiderte, individuelle Lösung auf der Grundlage unserer langjährigen Praxis im Gesundheitswesen und Erfahrungen anderer Kunden.

Wir bieten ihnen eine kostenlose Besichtigung vor Ort und einen Planungsservice aus unserem eigenen Team. Individuelle Layoutpläne und 3D-Grafiken können von ihrem Projekt erzeugt werden, inklusive ein vollständig aufgeschlüsseltes Angebot der Medstor Produkte.

Von einem einzelnen Raum bis hin zu einem kompletten Krankenhaus. Wir begleiten sie vom Anfang bis zum Ende der vollständigen Installation. Ihr Projekt Koordinator wird in enger Absprache mit ihnen sicherstellen, dass genau die Produkte geliefert werden, die ihren Anforderungen entsprechen.

Unsere Montageteams werden dafür Sorge tragen, dass ihre Systeme installiert, gereinigt und bereit für die Verwendung sind.

## Einfache Handhabung

Durch die Kombination von Körben und Teilern können alle geführten Rollwagen effizient genutzt werden.

# Zertifizierungen & Akkreditierung

ISO 3394: 2012	Complete, filled transport packages and unit loads
ISO 9001: 2008	Quality Management System
BS8555: 2003	Phase 1,2 and 3 Environmental Management System
FSC:	Forest Stewardship Council
CHAS:	Contractors Health and Safety Assessment Scheme
BPF	British Plastics Federation



## Auswirkungen auf die Umwelt

Gesundheitswesen - Stamford Products Limited haben sich verpflichtet, die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten, um diese zu schützen und zu erhalten. Als Bestandteil unserer Businesspläne verpflichtet sich das Unternehmen, alle relevanten Rechtsvorschriften einzuhalten, die der Vermeidung von Umweltverschmutzung bei der Konstruktion und der operativen Leistung dienen.

Die EMS-Maßnahmen zur Reduzierung der allgemeinen ökologischen Auswirkungen umfassen die folgenden Anforderungen:

- \* Bewusster Einsatz geeigneter Technologien
- \* Energieeinsparung und Reduzierung des Materialverbrauchs in unserem Unternehmen
- \* Wiederverwendung statt Entsorgung
- \* Unterstützung und Förderung von Recycling und die Nutzung von verwerteten und wiederverwertbaren Materialien
- \* Entwicklung von Produkten zur effizienten Nutzung von Materialien aus nachhaltigen Quellen
- \* Festlegung der Ziele und Maßnahmen unserer Verbesserungen



# Stationswagen

Elegant und stilvoll

Multifunktional

Solide und robust

10 Jahre Garantie

## BEI KÖRBEN 400 x 300 mm SIND ENTHALTEN:

- 1 Längs- und 1 Querteiler
- 2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

## BEI KÖRBEN 600 x 400 mm SIND ENTHALTEN:

- 2 Längs- und 2 Querteiler
- 2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



Lila



Blassgrün



Weiß



Grau



Rot

## WÄHLEN SIE AUS:

Kompakt 400 x 300mm oder Euro 600 x 400mm

## 4 OPTIONALE HÖHEN:

- Niedrig: 850mm
- Standard: 950mm
- Standard mit Griffen: 1050mm
- Hoch: 1450mm



HAUPTMERKMALE:



**MEDSTOR STATIONSWAGEN KÖNNEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN KONFIGURIERT UND AUSGESTATTET WERDEN.**

- A** Einteiliger geschweißter Stahlrahmen mit Farbauswahl. Keine Vor-Ort-Montage erforderlich
- B** Ausgerüstet mit 4 antistatischen 100mm Rollen. Abriebfeste Räder mit Stoßdämpfern und Feststellbremsen.
- C** Medstor Modulkörbe werden mit Längs- und Querteilern geliefert. Für Kompaktkörbe 400 x 300mm je 1 Längs- und Querteiler. Für Körbe 600 x 400mm je 2 Längs- und Querteiler. Klare, splitterfreie Medstor Polycarbonat-Körbe in drei Höhen: 50mm, 100mm und 200mm (max. Last pro Korb 15 kg).
- D** Alle Einheiten sind mit einer strapazierfähigen, nahtlosen, acrylbeschichteten ABS-Arbeitsfläche ausgestattet, die mit einem umlaufenden Rand versehen ist. Optional sind auch Edelstahl-Arbeitsplatten erhältlich.
- E** Die in Spritzguss hergestellten Trägerwände sind mit Arretierclips versehen, um versehentliches Entfernen der Körbe zu verhindern. Seitenwände und Arbeitsplatte lassen sich zur Reinigung schnell entfernen.
- F** Seitliche Schienen erlauben das Anbringen von Zubehör.
- G** Optional lieferbar: verschließbare Türen und Rückwände.

ZUBEHÖR:



	Edelstahl	Farbig	Beschreibung
<b>1</b>	MM4479CSS	MM4479CP	Verstellbare Handschubbox 90-130mm 90 x 110 x 110mm
<b>2</b>	MM4479DSS	MM4479DP	Spritzenbehälter - bis zu 7 Liter Kapazität 125 x 170 x 100mm
<b>3</b>	MM4479ESS	MM4479EP	Gel-Halter 90 x 110 x 110mm
<b>4</b>	MM4479FSS	MM4479FP	Aktenhalter - A4 Format 250 x 300 x 100mm
<b>5</b>	MM4479GSS	MM4479GP	Abklappbares Pult passend für die rechte Seite 380 x 290mm

## Niedrige Höhe - 850mm

Passend unter Arbeitstischen  
Ideal für sitzende Tätigkeiten  
10 Jahre Garantie

### OPTIONALES ZUBEHÖR AUF SEITE 7

#### BEI KÖRBEIN 400 x 300 mm SIND ENTHALTEN:

- 1 Längs- und 1 Querteiler
- 2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

#### BEI KÖRBEIN 600 x 400 mm SIND ENTHALTEN:

- 2 Längs- und 2 Querteiler
- 2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

#### FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



Konzipiert für das Abstellen unter Arbeitstischen

### NIEDRIGER EINZELWAGEN - 468 x 405 x 850mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH1103-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH1103-0040	Rollwagen mit 4 Körben 100mm Höhe
MH1103-0031	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 1 Korb 200mm Höhe
MH1103-0012	Rollwagen mit 1 Korb 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH1103-0230	Rollwagen mit 2 Körben 50mm und 3 Körben 100mm Höhe



MH1103-0040

### NIEDRIGER EURO - EINZELWAGEN 668 x 405 x 850mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH1106-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH1106-0040	Rollwagen mit 4 Körben 100mm Höhe
MH1106-0031	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 1 Korb 200mm Höhe
MH1106-0012	Rollwagen mit 1 Korb 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH1106-0230	Rollwagen mit 2 Körben 50mm und 3 Körben 100mm Höhe



MH1106-0040

### NIEDRIGER KOMPAKTER DOPPELWAGEN - 911 x 405 x 850mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH1203-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH1203-0080	Rollwagen mit 8 Körben 100mm Höhe
MH1203-0062	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH1203-0024	Rollwagen mit 2 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH1203-0460	Rollwagen mit 4 Körben 50mm und 6 Körben 100mm Höhe



MH1203-062

### NIEDRIGER EURO - DOPPELWAGEN - 911 x 600 x 850mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH1206-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH1206-0080	Rollwagen mit 8 Körben 100mm Höhe
MH1206-0062	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH1206-0024	Rollwagen mit 2 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH1206-0460	Rollwagen mit 4 Körben 50mm und 6 Körben 100mm Höhe



MH1206-0460





Ideal für den täglichen Einsatz auf Krankenhausstationen

- Rahmen aus einem Stück
- Auswahl an Korbkonfigurationen
- Körbe inclusive Teiler
- 4 x 100mm Rollen, 2 mit Stoppem
- Vier Ringpuffer
- Abnehmbare Arbeitsplatten und Seitenwände
- Leicht zu reinigen
- 10 Jahre Garantie



Fest verbundene Griffe an beiden Seiten ermöglichen eine gute Handhabung

# Standardhöhe 1050mm mit Schiebegriffen

OPTIONALES ZUBEHÖR AUF SEITE 7

## BEI KÖRBEN 400 x 300 mm SIND ENTHALTEN:

- 1 Längs- und 1 Querteiler
- 2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

## BEI KÖRBEN 600 x 400 mm SIND ENTHALTEN:

- 2 Längs- und 2 Querteiler
- 2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

## FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



### KOMPAKTER EINZELWAGEN MIT GRIFFEN 468 x 405 x 1050mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH3103-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH3103-0050	Rollwagen mit 5 Körben 100mm Höhe
MH3103-0031	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 1 Korb 200mm Höhe
MH3103-0003	Rollwagen mit 3 Körben 200mm Höhe
MH3103-0112	Rollwagen mit 1 Korb 50mm, 1 Korb 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH3103-0320	Rollwagen mit 3 Körben 50mm und 2 Körben 100mm Höhe



MH3103-0031

### EURO - EINZELWAGEN MIT GRIFFEN 668 x 405 x 1050mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH3106-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH3106-0050	Rollwagen mit 5 Körben 100mm Höhe
MH3106-0031	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 1 Korb 200mm Höhe
MH3106-0003	Rollwagen mit 3 Körben 200mm Höhe
MH3106-0112	Rollwagen mit 1 Korb 50mm, 1 Korb 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH3106-0320	Rollwagen mit 3 Körben 50mm und 2 Körben 100mm Höhe



MH3106-0112

### GROSSER KOMPAKTER DOPPELWAGEN MIT GRIFFEN 911 x 405 x 1050mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH3203-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH3203-0010	Rollwagen mit 10 Körben 100mm Höhe
MH3203-0062	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH3203-0006	Rollwagen mit 6 Körben 200mm Höhe
MH3203-0224	Rollwagen mit 2 Körben 50mm, 2 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH3203-0640	Rollwagen mit 6 Körben 50mm und 4 Körben 100mm Höhe



MH3203-0062

### EURO - DOPPELWAGEN MIT GRIFFEN 911 x 600 x 1050mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH3206-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH3206-0010	Rollwagen mit 10 Körben 100mm Höhe
MH3206-0062	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH3206-0006	Rollwagen mit 6 Körben 200mm Höhe
MH3206-0224	Rollwagen mit 2 Körben 50mm, 2 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH3206-0640	Rollwagen mit 6 Körben 50mm und 4 Körben 100mm Höhe



MH3206-0010

## Standardhöhe - 950mm

Rahmen aus einem Stück  
Splitterfreie Körbe  
10 Jahre Garantie

**OPTIONALES ZUBEHÖR AUF SEITE 7**

**BEI KÖRBN 400 x 300 mm SIND ENTHALTEN:**

1 Längs- und 1 Querteiler  
2 Etiketten und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

**BEI KÖRBN 600 x 400 mm SIND ENTHALTEN:**

2 Längs- und 2 Querteiler  
2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

**FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN:** Standardfarbe: Lila



Lila



Blassgrün



Weiß



Grau



Rot



### KOMPAKTER EINZELWAGEN 468 x 405 x 950mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH2103-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH2103-0050	Rollwagen mit 5 Körben 100mm Höhe
MH2103-0031	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 1 Korb 200mm Höhe
MH2103-0003	Rollwagen mit 3 Körben 200mm Höhe
MH2103-0112	Rollwagen mit 1 Korb 50mm, 1 Korb 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH2103-0320	Rollwagen mit 3 Körben 50mm und 2 Körben 100mm Höhe



MH2103-0031

### EURO - EINZELWAGEN 668 x 405 x 950mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH2106-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH2106-0050	Rollwagen mit 5 Körben 100mm Höhe
MH2106-0031	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 1 Korb 200mm Höhe
MH2106-0003	Rollwagen mit 3 Körben 200mm Höhe
MH2106-0112	Rollwagen mit 1 Korb 50mm, 1 Korb 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH2106-0320	Rollwagen mit 3 Körben 50mm und 2 Körben 100mm Höhe



MH2106-0050

### KOMPAKTER DOPPELWAGEN 911 x 405 x 950mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH2203-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH2203-0010	Rollwagen mit 10 Körben 100mm Höhe
MH2203-0062	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH2203-0006	Rollwagen mit 6 Körben 200mm Höhe
MH2203-0224	Rollwagen mit 2 Körben 50mm, 2 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH2203-0640	Rollwagen mit 6 Körben 50mm und 4 Körben 100mm Höhe



MH2203-0062

### EURO - DOPPELWAGEN 911 x 600 x 950mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH2206-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH2206-0010	Rollwagen mit 10 Körben 100mm Höhe
MH2206-0062	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH2206-0006	Rollwagen mit 6 Körben 200mm Höhe
MH2206-0224	Rollwagen mit 2 Körben 50mm, 2 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH2206-0640	Rollwagen mit 6 Körben 50mm und 4 Körben 100mm



MH2206-0062



## Große Rollwagen - 1450mm Höhe

Mobile Lagereinheiten mit hoher Kapazität  
Leichtes Manövrieren  
Einfache Reinigung  
10 Jahre Garantie

**FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN:** Standardfarbe: Lila



**OPTIONALES ZUBEHÖR AUF SEITE 7**

**BEI KÖRBEN 400 x 300 mm SIND ENTHALTEN:**


1 Längs- und 1 Querteiler  
2 Etiketten und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

**BEI KÖRBEN 600 x 400 mm SIND ENTHALTEN:**

2 Längs- und 2 Querteiler  
2 Etikettenhalter und 10 Etikettenträgerkarten in 5 Farben.

### GROSSER EURO - EINZELWAGEN 668 x 405 x 1450mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH4106-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH4106-0080	Rollwagen mit 8 Körben 100mm Höhe
MH4106-0033	Rollwagen mit 3 Körben 100mm und 3 Körben 200mm Höhe
MH4106-0014	Rollwagen mit 1 Korb 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH4106-0142	Rollwagen mit 1 Korb 50mm, 4 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH4106-0052	Rollwagen mit 5 Körben 100mm und 2 Körben 200mm Höhe
MH4106-0005	Rollwagen mit 5 Körben 200mm Höhe



MH4106-0080

### GROSSER EURO - DOPPELWAGEN 911 x 600 x 1450mm

Artikelnummer	Beschreibung
MH4206-0000	Rollwagen ohne Körbe
MH4206-0016	Rollwagen mit 6 Körben 100mm Höhe
MH4206-0066	Rollwagen mit 6 Körben 100mm und 6 Körben 200mm Höhe
MH4206-0028	Rollwagen mit 2 Körben 100mm und 8 Körben 200mm Höhe
MH4206-0284	Rollwagen mit 2 Körben 50mm, 8 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH4206-0014	Rollwagen mit 10 Körben 100mm und 4 Körben 200mm Höhe
MH4206-0001	Rollwagen mit 10 Körben 200mm Höhe



MH4206-0284

## Edelstahl-Verbandswagen & Instrumentenwagen

Hygienische, nahtlose Rahmen  
Aus Edelstahl 304 gefertigt  
Feste oder abnehmbare Regalböden  
Antistatische Rollen 4 x 75mm



**Individualisieren:**

Stellen Sie die Wagen nach Ihren Wünschen zusammen, indem Sie an die Artikelnummer des ausgewählten Wagens die Kürzel für das Zubehör anfügen

Zum Beispiel: MS4401-B-BC

Verbandswagen mit Schutzpuffern und Rollen mit Feststellbremse



- B Schutzpuffer
- BC Rollen mit Feststellbremse
- SD Einzelschublade
- SDL Einzelschublade mit Schloß
- DD Doppelschublade
- DDL Doppelschublade mit Schloß
- GR Führungsschiene
- IV Infusionsständer

**EDELSTAHL - VERBANDSWAGEN 460 x 460 x 890mm**

Artikelnummer	Beschreibung
MS4401	Abnehmbare Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS4402	Feste Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS4403	Abnehmbare Böden 4-seitig abgekantete Ränder
MS4404	Feste Böden 4-seitig abgekantete Ränder
MS4405	Abnehmbare Böden 4-seitig aufgekantete Ränder



MS4401B mit Schutzpuffern

**EDELSTAHL - VERBANDSWAGEN 610 x 460 x 890mm**

Artikelnummer	Beschreibung
MS6401	Abnehmbare Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS6402	Feste Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS6403	Abnehmbare Böden 4-seitig abgekantete Ränder
MS6404	Feste Böden 4-seitig abgekantete Ränder
MS6405	Abnehmbare Böden 4-seitig aufgekantete Ränder



MS6401

**EDELSTAHL - VERBANDSWAGEN 920 x 460 x 890mm**

Artikelnummer	Beschreibung
MS9402	Feste Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS9404	Feste Böden 4-seitig abgekantete Ränder



MS9402

**EDELSTAHL - VERBANDSWAGEN 1220 x 460 x 890mm**

Artikelnummer	Beschreibung
MS1402	Feste Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS1404	Feste Böden 4-seitig abgekantete Ränder



MS1402

**EDELSTAHL - VERBANDSWAGEN 1220 x 610 x 890mm**

Artikelnummer	Beschreibung
MS1602	Feste Böden Ränder an 3 Seiten aufgekantet an 1 Seite abgekantet
MS1604	Feste Böden 4-seitig abgekantete Ränder



MS1602




## Infusions- und Tropfständer

CE - zertifiziert  
Geräte der Klasse 1  
Entspricht BS3619:1976

- 5-Fuß-Fahrgestell mit niedrigem Schwerpunkt für hohe Stabilität
- Schwerer Fuß mit breiten abgerundeten Enden Schutz von Personal, Patienten und Inneneinrichtung
- Vollverschweißte Konstruktion, kratzfester Edelstahlholm 30mm Durchmesser
- Doppelaufrollen Ø 50 mm aus Polymer mit Spritzschutz, optional mit Feststellbremsen
- Höhenverstellbarer Edelstahlholm mit Handrad (1200 bis 2000 mm)
- Erhältlich mit 2 oder 4 nahtlos geschweißten Flaschenhaken
- Maximale Hakenlast 4 kg
- Geeignet für den Einsatz mit zwei Infusionspumpen / Spritzenpumpen (max. 4 kg pro Ständer)

### NEIGUNGSTEST



- A** Test 1: Stabilitätstest nach BS 3619:1976 - mit Einzelinfusion 1000ml 9° zulässigen Winkel erreicht
- B** Test 2: mit Flo-gard Pumpe bei 0,8m und Infusion bei 1,90m Höhe 11° zulässigen Winkel erreicht
- C** Test 3: mit Flo-gard Pumpe bei 1,0m und Infusion bei 1,90m Höhe 9° zulässigen Winkel erreicht

### INFUSIONS-/TROPFSTÄNDER MIT 2 HAKEN 200 - 1200mm

Artikelnummer	Beschreibung
MS3302	Ständer mit 2 Haken
MS3302-WB	Ständer mit 2 Haken und Fußbeschwering



MS3302



Ausführung mit 2 Haken



Beschwerverter Fuß

### INFUSIONS-/TROPFSTÄNDER MIT 4 HAKEN 200 - 1200mm

Artikelnummer	Beschreibung
MS3304	Ständer mit 4 Haken
MS3304-WB	Ständer mit 4 Haken und Fußbeschwering



MS3304



Ausführung mit 4 Haken



Beschwerverter Fuß




## Mobile Ladestationen

Aufladungen an zentraler Stromquelle  
 Einzel-oder Doppereinheiten  
 Mobile Einheiten mit Rollen  
 Volle CE-Zertifizierung

FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



### MERKMALE:



**This picture must be  
 exanged against the  
 German Version of  
 this trolley**

MJ4450-1005



- A** Einteiliger geschweißter Stahlrahmen mit Farbauswahl  
Keine Vor-Ort-Montage erforderlich
- B** Ausgerüstet mit 4 antistatischen Rollen 100mm  
Abriefeste Räder mit Puffern und Feststellbremsen
- C** Steckdosen 230v 50 Hz
- D** Sicherung
- E** Not-Aus-Knopf
- F** Breite, verstellbare Regalböden mit 4 einhahkbaren Stützklammern

Einzel-Ladeeinheit 1040 x 462 x 1435mm

Artikelnummer Beschreibung

MJ4450-1005 Einzeleinheit mit 6 Steckplätzen

Doppel-Ladeeinheit 2030 x 462 x 1435mm

Artikelnummer Beschreibung

MJ4450-2005 Doppereinheit mit 12 Steckplätzen



Patientenakten-Rollwagen mit Aktenhalter



Transportwagen für Behandlungsunterlagen

## Wagen für Patientenakten

Einteilige, robuste Ausführung mit erweiterbaren Funktionalitäten

**FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN:** Standardfarbe: Lila



Lila

Blassgrün

Weiß

Grau

Rot



### AKTENTASCHEN:

Artikelnummer	Beschreibung
A MT4480-5002	Doppeltasche für Akten und technische Röntgenanalysen 350mm breit x 460mm hoch aus Kunstleder
B MT4480-5003	Tasche für Röntgenaufnahmen 350mm breit x 460mm hoch aus Kunstleder
C MT4480-5004	Aktentasche 350mm breit x 280mm hoch aus Kunstleder

### ABSCHLIESSBARE ROLLWAGEN FÜR PATIENTENAKTEN

- Einteiliger, geschweißter Stahlrahmen mit Farbbeschichtung
- Hängeaktenregister und abnehmbare laminierte Arbeitsplatte
- Integriertes Blattablagensystem
- Regalboden unten für größere Akten
- Integrierter Regalboden mit umlaufendem Rand unten und Ablagetaschen außen
- 4 x 100mm Rollen
- Optional Puffer

Artikelnummer	Beschreibung
MS3001	Mittlerer Wagen für Patientenakten 975 x 475 x 890mm
MS3100	Kleiner Wagen für Patientenakten 625 x 475 x 890mm



Schienen für Hängeregister

MS3100 mit MM4479FP Aktenhalter

### TRANSPORTWAGEN FÜR BEHANDLUNGSUNTERLAGEN

- Einteiliger, geschweißter Stahlrahmen mit Farbbeschichtung
- Abschließbares Hängeregister
- Integrierter Regalboden mit umlaufendem Rand unten
- 4 x 100mm Rollen
- Optional Puffer

Artikelnummer	Beschreibung
MS3002	Transportwagen für Krankenblätter 840 x 550 x 980mm Kastengröße 610 x 470 x 233mm



Sicherheitsschloss für Datenschutz

MS3002



Universalswagen für leichte Lasten




Universalswagen MS3104

## Allzweckwagen

Wagen aus Edelstahl, Stahl, oder Kunststoff  
Nutzwagen

**FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN:** Standardfarbe: Lila



Lila

Blassgrün

Weiß

Grau

Rot

### UNIVERSALWAGEN EDELSTAHL

- Einteilige Rahmenkonstruktion
- Integrierte Schiebegriffe
- Böden mit umlaufendem Rand, Abtropfschutz
- 4 x 100 mm Rollen

Artikelnummer	Beschreibung
MS3103-HD	Edelstahlwagen für schwere Lasten 1260 x 485 x 1050mm
MS3103-LD	Edelstahlwagen für leichte Lasten 1260 x 485 x 1050mm



MS3103HD

### DREI-ETAGEN-UNIVERSALWAGEN FÜR LEICHTE LASTEN

- Gefertigt aus Stahlrohr
- Farbauswahl
- Feuchtigkeitsbeständige Böden, herausnehmbar
- 4 x 100mm Rollen
- Optional: Schutzpuffer

Artikelnummer	Beschreibung
MS3104	Transportwagen für medizinische Akten 1260 x 485 x 1050mm



MS3104 mit optionalen Schutzpuffern



## Wäsche- und Abfallsammler

75% günstiger als Plastikwäschesäcke  
 Koch- und trocknerfest  
 1000 Wäschen garantiert

**FARBAUSWAHL - BEI BESTELLUNG BITTE ANGEBEN**



Blau



Grün



Weiß



Grau



Rot

Verhindern den Kontakt mit verschmutzten und infizierten  
 Wäschestücken während des Transports zur Wäscherei

Selbstöffnende Wäschesäcke - verhindern die Verbreitung von Keimen

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS12ASM	Wäschesack 100% Polyester	460 x 430 x 870mm

### WÄSCHESACK-EINZELHALTER


- Gefederter Rahmen
- Für Textil- oder Kunststoffsäcke geeignet
- Leicht zu reinigende Flächen
- Abriebfeste Rollen

#### GEEIGNET FÜR:

Textil- bzw. Kunststoffsäcke mit 1500 mm Umfang  
 Einstellbar für andere Sackgrößen  
 Mindesthöhe der Säcke 750mm

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3206	Einzelsackhalter	460 x 400 x 825mm

#### FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



MS3206 mit Textilwäschesack

### WÄSCHESACKHALTER AUS STAHL

- Fahrbarer Wäschesackhalter aus Stahl
- Für Wäschesäcke mit 1500mm Umfang
- Leicht zu reinigende Flächen
- Stahl mit Farbbeschichtung

#### GEEIGNET FÜR:

Textil- bzw. Kunststoffsäcke mit 1500 mm Umfang  
 Einstellbar für andere Sackgrößen  
 Mindesthöhe der Säcke 750mm

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3201PC	Einzelsackhalter	550 x 380 x 1060mm
MS3202PC	Doppelsackhalter	880 x 420 x 910mm

#### FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



MS3201PC



MS3202PC mit Textilwäschesack

### WÄSCHESACKHALTER AUS EDELSTAHL

- Fahrbarer Wäschesackhalter aus Edelstahl
- Für Wäschesäcke mit 1500mm Umfang
- Ausgerüstet mit 125mm Rollen

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3201SS	Einzelsackhalter	550 x 380 x 1060mm
MS3202SS	Doppelsackhalter	880 x 420 x 910mm



MS3201SS



MS3202SS

### WÄSCHESACKHALTER MIT DECKEL

- Fahrbarer Wäschesackhalter mit Deckel
- Aluminiumdeckel, mit Pedal für Öffnen und Schließen
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen
- Farbauswahl

#### FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3200	Einzelsackhalter	460 x 430 x 870mm



MS3200 mit und ohne Wäschesack

# Wäsche- und Abfallsammler

10 Jahre Garantie  
Geschweißte Rahmen

**FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN:** Standardfarbe: Lila



## WÄSCHEWAGEN IN KORBFORM

- Vier sichere Eckbefestigungen
- Einteiliger, geschweißter Rahmen, hohe Belastbarkeit
- 100mm abriebfeste Rollen

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3205	4-Eckenbefestigung *200 Kg	820 x 910 x 995mm

\*maximale empfohlene Belastung



MS3205 mit 4x 100mm Rollen

## WÄSCHEWAGEN-KOMBINATION

- Mittelplatte für Separierung
- Abnehmbare Aluminiumtablets
- 10 Jahre Garantie

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3208	3 Ablagen und ein Sackhalter	815 x 483 x 1130mm



MS3208 mit Textilwäschesack

## MOBILER WÄSCHESCHRANK

- Stahlrahmen mit Aluminiumböden
- 2 verstellbare Regalböden
- Rollen mit Puffern, 2 Rollen mit Feststellbremse
- Erhältlich mit textiler Front-Schutzhülle



Front-Schutzhülle



MS3207

Artikelnummern	Beschreibung	Größe
MS3207	Lagerwagen	1170 x 510 x 1030mm
MS3207-FC	Textile Front-Schutzhülle für MS3207 (herunterziehbar, kein Klettverschluss)	

## ABFALLBEHÄLTER AUS SCHWER ENTLAMMBAREM MATERIAL

- Hergestellt aus HDPE
- Auf Brandsicherheit getestet
- Alle Einheiten mit Zugband für Säcke versehen
- Eingearbeitete Grafiken gegen Aufpreis
- Edelstahlgestänge zur Deckelöffnung
- Deckel berührt nicht die Wand wenn offen

**DECKELFARBEN:** Farbcodes



Pedalbetrieben



Leise schließender Deckel

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MT0036	20-Liter Standbehälter	620 x 240 x 405mm
MT0037	65-Liter mobiler Behälter	810 x 400 x 480mm



MT0036



MT0037



Für den Einsatz in Nassräumen und Reinigungsbereichen



MS3502

## Gasflaschenhalter

Kompatibel mit einer Reihe von Gaszylindern  
Sicheres Zubehör

FARBOPTIONEN FÜR RAHMEN: Standardfarbe: Lila



### FLASCHENKARREN

- Hält die Flaxhen in sicherer Position
- Kettenhalterung
- Antistatische Räder

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3502	Halter in A/F Größe	305 x 265 x 820mm
MS3503	F oder G-Typ Halter	560 x 420 x 1150mm



MS3502



MS3503

### SAUERSTOFFFLASCHEN TRÄGER / HALTERUNG

Ausbalancierter Tragegriff  
Passend für die meisten Bettseiten und Medischienen  
Wandhalterung für transportable Flaschen

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3504	Für D & E Flaschen	390 x 150 x 385mm
MS3501	Passend für D Flaschen	880 x 420 x 910mm
MS3501-WB	Wandhalterung für MS3501	



MS3504



MS3501 mit Wandhalterung

### DOPPELWANDHALTER

- Fertigung aus einem Stück
- Kettenhalterungen
- Vorgebohrte Löcher zur Wandbefestigung
- Stahlausführung

Artikelnummer	Beschreibung	Größe
MS3500-01	Für D oder E Flaschen	359 x 107 x 88mm
MS3500-02	Passend für F Flaschen	435 x 126 x 88mm
MS3500-03	Passend für G Flaschen	511 x 145 x 88mm
MS3500-04	Passend für J Flaschen	613 x 170 x 88mm



MS3500-01



passend für eine Reihe von Gasflaschen

